



PARASITOLÓGICO SERIADO DE MATERIA FECAL

1. Comprar kit comercial de Parasitológico (cualquier farmacia).
2. Recolectar una muestra de materia fecal (sea sólida o líquida) por día, en cualquier momento del día, y colocarla en el frasco del kit que contiene líquido (FORMOL) y mezclar bien.
3. Repetir este procedimiento durante 5 (cinco) días, consecutivos o no.
4. En caso de observar parásitos o algún elemento sospechoso en la materia fecal, colocarlos en recipiente limpio con solución fisiológica o agua de la canilla y enviar al laboratorio.
5. No utilizar purgantes para la toma de muestra.

Seguir las instrucciones tal cual se detallan anteriormente. No utilizar otro procedimiento de recolección (ni del kit ni indicaciones de la farmacia).